

Съемная техника



Remanium® прямая проволока, круглая

Силовая категория: супержесткие * · от 1800 до 2000 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: красная

Ø	Длина	Диагональ	REF	Количество	
0,40 мм / 16	одна 380 мм	—	525-040-00	25 штук	
0,70 мм / 28	одна 150 мм	—	527-004-00	1100 штук	
0,70 мм / 28	одна 190 мм	—	527-005-00	900 штук	
0,70 мм / 28	одна 300 мм	—	527-070-00	25 штук	
0,80 мм / 31	одна 150 мм	—	527-006-00	875 штук	
0,80 мм / 31	одна 300 мм	—	527-080-00	25 штук	
0,90 мм / 36	одна 300 мм	—	527-090-00	25 штук	
1,00 мм / 39	одна 300 мм	—	527-100-00	25 штук	

CE 0483



Remanium® лабораторная проволока в катушке, круглая

Силовая категория: жесткие * · от 1400 до 1600 Н/мм² см. также

Noninium®

Ø	Длина	Диагональ	REF	Количество	
0,70 мм / 28	30 м	—	513-070-00	1 штука	
0,80 мм / 31	20 м	—	513-080-00	1 штука	
0,90 мм / 36	10 м	—	513-090-00	1 штука	
1,00 мм / 39	10 м	—	513-100-00	1 штука	
1,20 мм / 47	10 м	—	513-120-00	1 штука	
1,50 мм / 59	10 м	—	513-150-00	1 штука	

CE 0483



Remanium® клиническая проволока в катушке, круглая

Силовая категория: жесткие * · от 1400 до 1600 Н/мм²

Ø	Длина	Диагональ	REF	Количество	
0,70 мм / 28	165 м	—	514-070-00	1 штука	
0,80 мм / 31	125 м	—	514-080-00	1 штука	
0,90 мм / 36	100 м	—	514-090-00	1 штука	
1,00 мм / 39	80 м	—	514-100-00	1 штука	

CE 0483



Remanium® лабораторная проволока в катушке, круглая

Силовая категория: пружинно-жесткие * · от 1800 до 2000 Н/мм²

см. также Noninium®

Ø	Длина	Диагональ	REF	Количество	
0,40 мм / 16	30 м	—	521-040-00	1 штука	
0,50 мм / 20	50 м	—	523-050-00	1 штука	
0,60 мм / 23	40 м	—	523-060-00	1 штука	
0,70 мм / 28	30 м	—	523-070-00	1 штука	
0,80 мм / 31	20 м	—	523-080-00	1 штука	
0,90 мм / 36	10 м	—	523-090-00	1 штука	
1,00 мм / 39	10 м	—	523-100-00	1 штука	
1,10 мм / 43	10 м	—	523-110-00	1 штука	
1,20 мм / 47	10 м	—	523-120-00	1 штука	
1,50 мм / 59	10 м	—	523-150-00	1 штука	

CE 0483

Нержавеющая сталь

	E-Modul	R _m	R _{p0.2}	A	S _b (1. Deg.)	S _{0.1} (1. Deg.)	S _b (2. Deg.)	S _{0.1} (2. Deg.)		
170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	7,20 N/mm	7,00 N	7,20 N/mm	7,00 N			
170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	67,0 N/mm	65,0 N	67,0 N/mm	65,0 N			
170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	67,0 N/mm	65,0 N	67,0 N/mm	65,0 N			
170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	67,0 N/mm	65,0 N	67,0 N/mm	65,0 N			
170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	115 N/mm	112 N	115 N/mm	112 N			
170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	115 N/mm	112 N	115 N/mm	112 N			
170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	184 N/mm	179 N	184 N/mm	179 N			
170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	280 N/mm	179 N	280 N/mm	179 N			

Нержавеющая сталь

	E-Modul	R _m	R _{p0.2}	A	S _b (1. Deg.)	S _{0.1} (1. Deg.)	S _b (2. Deg.)	S _{0.1} (2. Deg.)		
170 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1200 N/mm ²	2,7 %	30,5 N/mm	20,2 N	30,5 N/mm	20,2 N			
170 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1200 N/mm ²	2,7 %	52,0 N/mm	34,5 N	52,0 N/mm	34,5 N			
170 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1200 N/mm ²	2,7 %	83,3 N/mm	55,2 N	83,3 N/mm	55,2 N			
170 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1200 N/mm ²	2,7 %	127 N/mm	84,1 N	127 N/mm	84,1 N			
170 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1200 N/mm ²	2,7 %	263 N/mm	174 N	263 N/mm	174 N			
170 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1200 N/mm ²	2,7 %	643 N/mm	426 N	643 N/mm	426 N			

Нержавеющая сталь

	E-Modul	R _m	R _{p0.2}	A	S _b (1. Deg.)	S _{0.1} (1. Deg.)	S _b (2. Deg.)	S _{0.1} (2. Deg.)		
170 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1200 N/mm ²	2,7 %	30,5 N/mm	20,2 N	30,5 N/mm	20,2 N			
170 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1200 N/mm ²	2,7 %	52,0 N/mm	34,5 N	52,0 N/mm	34,5 N			
170 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1200 N/mm ²	2,7 %	83,3 N/mm	55,2 N	83,3 N/mm	55,2 N			
170 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1200 N/mm ²	2,7 %	127 N/mm	84,1 N	127 N/mm	84,1 N			

Нержавеющая сталь

	E-Modul	R _m	R _{p0.2}	A	S _b (1. Deg.)	S _{0.1} (1. Deg.)	S _b (2. Deg.)	S _{0.1} (2. Deg.)		
170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	3,40 N/mm	2,63 N	3,40 N/mm	2,63 N			
170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	8,30 N/mm	6,43 N	8,30 N/mm	6,43 N			
170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	17,2 N/mm	13,3 N	17,2 N/mm	13,3 N			
170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	31,9 N/mm	24,7 N	31,9 N/mm	24,7 N			
170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	54,5 N/mm	42,1 N	54,5 N/mm	42,1 N			
170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	87,3 N/mm	67,5 N	87,3 N/mm	67,5 N			
170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	133 N/mm	103 N	133 N/mm	103 N			
170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	195 N/mm	151 N	195 N/mm	151 N			
170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	276 N/mm	213 N	276 N/mm	213 N			
170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	673 N/mm	521 N	673 N/mm	521 N			

Съемная техника



remanium® клиническая проволока в катушке, круглая

Силовая категория: пружинно-жесткие * · от 1800 до 2000 Н/мм²

Ø	Длина	Диагональ	REF	Количество	
0,60 мм / 23	225 м	—	524-060-00	1 штука	
0,70 мм / 28	165 м	—	524-070-00	1 штука	
0,80 мм / 31	125 м	—	524-080-00	1 штука	
0,90 мм / 36	100 м	—	524-090-00	1 штука	
1,00 мм / 39	80 м	—	524-100-00	1 штука	

CE 0483



remanium® лабораторная проволока в катушке, полукруглая

Силовая категория: жесткие * · от 1400 до 1600 Н/мм²

Ø	Длина	Diagonal M.	REF	Количество	
1,30 x 0,65 мм	10 м	—	308-513-00	1 штука	
1,50 x 0,75 мм	10 м	—	308-515-00	1 штука	
1,75 x 0,90 мм	10 м	—	308-518-00	1 штука	
2,00 x 1,00 мм	10 м	—	308-520-00	1 штука	

CE 0483



remanium® клиническая проволока в катушке, полукруглая

Силовая категория: жесткие * · от 1400 до 1600 Н/мм²

Ø	Длина	Diagonal M.	REF	Количество	
1,30 x 0,65 мм	90 м	—	308-713-00	1 штука	
1,50 x 0,75 мм	65 м	—	308-715-00	1 штука	
1,75 x 0,90 мм	50 м	—	308-718-00	1 штука	

CE 0483



remanium® лабораторная проволока в катушке, овальная

Силовая категория: жесткие * · от 1400 до 1600 Н/мм²

Ø	Длина	Диагональ	REF	Количество	
2,40 x 1,40 мм	10 м	—	385-624-00	1 штука	
3,00 x 1,50 мм	10 м	—	385-630-00	1 штука	

CE 0483



Noninium® проволока в катушке, круглая

Безникелевые** · Содержание никеля ≤ 0.2% обусловлено процессом производства.

Силовая категория: жесткие * · от 1400 до 1600 Н/мм²

см. также remanium®

Ø	Длина	Диагональ	REF	Количество	
0,70 мм / 28	30 м	—	520-070-00	1 штука	
0,80 мм / 31	20 м	—	520-080-00	1 штука	
0,90 мм / 36	10 м	—	520-090-00	1 штука	
1,20 мм / 47	10 м	—	520-120-00	1 штука	

CE 0483



Noninium® проволока в катушке, круглая

Безникелевые** · Содержание никеля ≤ 0.2% обусловлено процессом производства.

Силовая категория: пружинно-жесткие * · от 1800 до 2000 Н/мм²

см. также remanium®

Ø	Длина	Диагональ	REF	Количество	
0,60 мм / 23	40 м	—	520-062-00	1 штука	
0,70 мм / 28	30 м	—	520-072-00	1 штука	
0,80 мм / 31	20 м	—	520-082-00	1 штука	
0,90 мм / 36	10 м	—	520-092-00	1 штука	

CE 0483

Нержавеющая сталь

	E-Modul	R _m	R _{p0,2}	A	S _b (1. Deg.)	S _{0,1} (1. Deg.)	S _b (2. Deg.)	S _{0,1} (2. Deg.)		
	170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	17,2 N/mm	13,3 N	17,2 N/mm	13,3 N		
	170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	31,9 N/mm	24,7 N	31,9 N/mm	24,7 N		
	170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	54,5 N/mm	42,1 N	54,5 N/mm	42,1 N		
	170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	87,3 N/mm	67,5 N	87,3 N/mm	67,5 N		
	170 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1650 N/mm ²	2,5 %	133 N/mm	103 N	133 N/mm	103 N		

Нержавеющая сталь

	E-Modul	R _m	R _{p0,2}	A	S _b (1. Deg.)	S _{0,1} (1. Deg.)	S _b (2. Deg.)	S _{0,1} (2. Deg.)		
	170 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1200 N/mm ²	2,7 %	70,2 N/mm	40,8 N	70,2 N/mm	40,8 N		
	170 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1200 N/mm ²	2,7 %	124 N/mm	72,3 N	124 N/mm	72,3 N		
	170 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1200 N/mm ²	2,7 %	258 N/mm	150 N	258 N/mm	150 N		
	170 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1200 N/mm ²	2,7 %	393 N/mm	229 N	393 N/mm	229 N		

Нержавеющая сталь

	E-Modul	R _m	R _{p0,2}	A	S _b (1. Deg.)	S _{0,1} (1. Deg.)	S _b (2. Deg.)	S _{0,1} (2. Deg.)		
	170 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1200 N/mm ²	2,7 %	70,2 N/mm	40,8 N	70,2 N/mm	40,8 N		
	170 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1200 N/mm ²	2,7 %	124 N/mm	72,3 N	124 N/mm	72,3 N		
	170 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1200 N/mm ²	2,7 %	258 N/mm	150 N	258 N/mm	150 N		

Нержавеющая сталь

	E-Modul	R _m	R _{p0,2}	A	S _b (1. Deg.)	S _{0,1} (1. Deg.)	S _b (2. Deg.)	S _{0,1} (2. Deg.)		
	170 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1200 N/mm ²	2,7 %	444 N/mm	280 N	444 N/mm	280 N		
	170 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1200 N/mm ²	2,7 %	1084 N/mm	683 N	1084 N/mm	683 N		

Безникелевые** нержавеющей сталь

** в соответствии с ISO 6871-1

	E-Modul	R _m	R _{p0,2}	A	S _b (1. Deg.)	S _{0,1} (1. Deg.)	S _b (2. Deg.)	S _{0,1} (2. Deg.)		
	160 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1100 N/mm ²	3,7 %	75,4 N/mm	64,8 N	75,4 N/mm	64,8 N		
	160 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1100 N/mm ²	3,7 %	129 N/mm	111 N	129 N/mm	111 N		
	160 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1100 N/mm ²	3,7 %	206 N/mm	177 N	206 N/mm	177 N		
	160 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1100 N/mm ²	3,7 %	651 N/mm	560 N	651 N/mm	560 N		

Безникелевые** нержавеющей сталь

** в соответствии с ISO 6871-1

	E-Modul	R _m	R _{p0,2}	A	S _b (1. Deg.)	S _{0,1} (1. Deg.)	S _b (2. Deg.)	S _{0,1} (2. Deg.)		
	160 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1500 N/mm ²	3,5 %	40,7 N/mm	35,0 N	40,7 N/mm	35,0 N		
	160 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1500 N/mm ²	3,5 %	75,4 N/mm	64,8 N	75,4 N/mm	64,8 N		
	160 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1500 N/mm ²	3,5 %	129 N/mm	111 N	129 N/mm	111 N		
	160 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1500 N/mm ²	3,5 %	206 N/mm	177 N	206 N/mm	177 N		

Съемная техника



remaloy® Straight проволока, круглая

Можно нагревать · 450 °C / 842 °F в течение 5 минут

Силовая категория: жесткие* · от 1400 до 1600 Н/мм²

Рекомендуется для Quad Helix, Crozat Appliances, небных и язычных штанг и т.д.. Цветовая кодировка упаковки: синяя

ø	Длина	Диагональ	REF	Количество	
0,70 мм / 28	одна 380 мм	—	528-070-00	10 штук	
0,80 мм / 31	одна 380 мм	—	528-080-00	10 штук	
0,90 мм / 36	одна 380 мм	—	528-090-00	10 штук	
1,00 мм / 39	одна 380 мм	—	528-100-00	10 штук	
1,10 мм / 43	одна 380 мм	—	528-110-00	10 штук	
1,20 мм / 47	одна 380 мм	—	528-120-00	10 штук	
1,30 мм / 51	одна 380 мм	—	528-130-00	10 штук	
1,50 мм / 59	одна 380 мм	—	528-150-00	10 штук	

CE 0483



remaloy® Straight проволока, полукруглая

Можно нагревать · 450 °C / 842 °F в течение 5 минут

Силовая категория: жесткие* · от 1400 до 1600 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: синяя

⌒	Длина	Диагональ	REF	Количество	
1,50 x 0,75 мм	одна 380 мм	—	528-155-00	10 штук	
1,75 x 0,90 мм	одна 380 мм	—	528-158-00	10 штук	

CE

CoCr

	E-Modul	R _m	R _{0,2}	A	S _b (1. Deg.)	S _{0,1} (1. Deg.)	S _b (2. Deg.)	S _{0,1} (2. Deg.)		
	180 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1000 N/mm ²	5,5 %	33,6 N/mm	19,2 N	33,6 N/mm	19,2 N		
	180 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1000 N/mm ²	5,5 %	57,3 N/mm	32,7 N	57,3 N/mm	32,7 N		
	180 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1000 N/mm ²	5,5 %	91,9 N/mm	52,4 N	91,9 N/mm	52,4 N		
	180 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1000 N/mm ²	5,5 %	140 N/mm	79,9 N	140 N/mm	79,9 N		
	180 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1000 N/mm ²	5,5 %	205 N/mm	117 N	205 N/mm	117 N		
	180 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1000 N/mm ²	5,5 %	290 N/mm	166 N	290 N/mm	166 N		
	180 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1000 N/mm ²	5,5 %	400 N/mm	228 N	400 N/mm	228 N		
	180 kN/mm ²	1500 N/mm ²	1000 N/mm ²	5,5 %	709 N/mm	404 N	709 N/mm	404 N		

CoCr

	E-Modul	R _m	R _{0,2}	A	S _b (1. Deg.)	S _{0,1} (1. Deg.)	S _b (2. Deg.)	S _{0,1} (2. Deg.)		
	180 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1400 N/mm ²	3,0 %	181 N/mm	85,0 N	181 N/mm	85,0 N		
	180 kN/mm ²	1900 N/mm ²	1400 N/mm ²	3,0 %	345 N/mm	162 N	345 N/mm	162 N		